


[Kd Validated] Anti-Ccnt1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ip, If/Icc, Elisa - O60563

Artikelnummer: CM0007726



Einführung

Validierter Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes Cyclin T1 (CCNT1), essentiell für die transkriptionelle Elongation. Geeignet für WB, IP, IF/ICC und ELISA. Ideal für Transkriptions- und HIV-Forschungsanwendungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KD Validated] CCNT1 Kaninchen mAb
Bemerkungen / Alias	CCNT; CYCT1; HIVE1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	904
Gen-ID	904
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 621-720 von humanem Cyclin T1 entspricht (NP_001231.2).
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	O60563
Proteingewicht	81kDa
Versand	Eistasche