

[Kd Validated] Anti-Cd98/Slc3A2 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Fc, Elisa - P08195

Artikelnummer: CM0005096



Einführung

KD-validierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes CD98/SLC3A2 (4F2hc), validiert für WB, IF/ICC, FC, ELISA. Essentiell für Aminosäuretransport, Integrin-Signalgebung und Viruseintritt. Ideal für Krebs- und Infektionsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KD Validated] CD98/SLC3A2 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	4F2; CD98; MDU1; 4F2HC; 4T2HC; NACAE; CD98HC; CD98/SLC3A2
Spezies	Human
GeneID (Human)	6520
GeneID	6520
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 206-630 von humanem CD98/SLC3A2 enthält (NP_002385.3)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, FC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P08195
Protein-Gewicht	57kDa/61kDa/67kDa/68kDa/71kDa
Versand	Eisbeutel