

[Kd Validiert] Anti-Cox Iv Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P13073

Artikelnummer: CM0019735



Einführung

Dieser polyklonale Antikörper aus Kaninchen zielt auf die menschliche Cytochrom-C-Oxidase-Untereinheit IV (COX IV) ab und ist für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA validiert. Er reagiert kreuzreagierend mit Maus und Ratte und ist ideal für die Untersuchung des mitochondrialen Elektronentransports und der oxidativen Phosphorylierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KD Validiert] COX IV Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	COX4; COXIV; COX4-1; COXIV-1; MC4DN16; COX IV-1; [KD Validiert] COX IV
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1327
GenID	1327
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 23-98 der menschlichen COX IV (NP_001852.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P13073
Proteinmasse	20 kDa
Versand	Eisbeutel