


[Kd Validiert] Anti-Crebbp Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb/If/Ihc - Q92793

Artikelnummer: CM0009257



Einführung

Zuverlässiger monoklonaler CREBBP-Antikörper aus Kaninchen, validiert für Knockdown-Anwendungen. Erkennt humanes, Maus- und Ratten-CREBBP in WB, IF/ICC, IHC-P und ELISA. UniProt: Q92793.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KD Validiert] CREBBP Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	CBP; RSTS; KAT3A; MKHK1; RSTS1
Art	Mensch
GenID (Mensch)	1387
GenID	1387
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz im Aminosäurebereich 2343-2442 von humanem CREBBP entspricht (NP_004371.2).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q92793
Proteingewicht	265 kDa
Versand	Eispackung