


[Kd-Validiert] Anti-Cyb5R3 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P00387

Artikelnummer: CM0005014



Einführung

KD-validierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes CYB5R3 (DIA1/B5R) für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. 34 kDa Protein. Ideal für Stoffwechsel- und Erythroid-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KD-validiert] CYB5R3 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliase	B5R; DIA1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1727
Immunogen	Rekombinantes Protein entsprechend einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 27-301 von humanem CYB5R3 (NP_000389.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P00387
Proteingewicht	34 kDa
Versand	Eisbeutel