

[Kd Validiert] Anti-Dec1 Kaninchen-Monoklonalantikörper Für Wb, Elisa - O14503

Artikelnummer: CM0007310

Einführung

Hochwertiger Kaninchen-Monoklonalantikörper gegen humanes DEC1 (BHLHE40), validiert für Western Blot und ELISA. Entwickelt für die Forschung zu zirkadianem Rhythmus, Transkription und Chondrozytendifferenzierung. SWISS: O14503.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KD Validiert] DEC1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	DEC1; HLHB2; BHLHB2; Clast5; SHARP2; STRA13; Stra14; SHARP-2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	8553
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 121-300 von humanem DEC1 (NP_003661.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	O14503
Proteinmasse	46 kDa
Versand	Eisbeutel