

Kd-Validiertes Anti-Dnmt1 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ip, Elisa - P26358

Artikelnummer: CM0003731



Einführung

KD-validierter rekombinanter kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes DNMT1. Validiert für WB, IP, ELISA. Kreuzreaktiv mit Mensch, Maus, Ratte. Geeignet für Studien zu DNA-Methylierung, epigenetischer Vererbung und Krebsentstehung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	[KD Validiert] DNMT1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	AIM; DNMT; MCMT; CXXC9; HSN1E; ADCADN; m.Hsal; [KD Validiert] DNMT1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1786
Gen-ID	1786
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P26358
Proteingewicht	183 kDa
Versand	Eisbeutel