


Kd-Validiertes Anti-Dync1H1 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q14204

Artikelnummer: CM0009089



Einführung

KD-validierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper, der gegen menschliches DYNC1H1 gerichtet ist. Geeignet für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA Anwendungen. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Spezifisch für die schwere Kette 1 des zytoplasmatischen Dyneins.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KD Validated] DYNC1H1 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	p22; DHC1; DNCL; DYHC; HL-3; CMT2O; DHC1a; DNCH1; DNECL; Dnchc1; CDCBM13; SMALED1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1778
GenID	1778
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-210 von menschlichem DYNC1H1 (NP_001367.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q14204
Proteingewicht	532kDa
Versand	Eisbeutel