

[Kd Validiert] Anti-Echs1 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P30084

Artikelnummer: CM0010178



Einführung

[KD Validiert] ECHS1 Kaninchen-mAk für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Erkennt humanes, murines und rattiges ECHS1. Rekombinantes Immunogen; zielt auf Enoyl-CoA-Hydratase in der Fettsäureoxidations- und Neurodegenerationsforschung ab.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KD Validierter] ECHS1 Kaninchen-mAk
Bemerkungen/Alias	SCEH; mECH; mECH1; ECHS1D
Spezies	Human
GeneID (Human)	1892
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 28-290 von humanem ECHS1 (NP_004083.3) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P30084
Proteingewicht	31kDa
Versand	Eisbeutel