

[Kd Validiert] Anti-Egfr Kaninchen Polymab® Für Wb, If/Icc, Elisa - P00533

Artikelnummer: CM0005827



Einführung

Rekombinanter monoklonaler EGFR-Antikörper vom Kaninchen [KD Validiert] für Western Blot, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit menschlichem EGFR, einem Schlüssel-Rezeptor-Tyrosinkinase, der an Krebs und Signaltransduktion beteiligt ist. Ideal für die Onkologie-Forschung und die Entwicklung von Diagnostika.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KD Validiert] EGFR Kaninchen PolymAb®
Bemerkungen/Alias	EGFR; ERBB; ERBB1; HER1; NISBD2; PIG61; mENA; epidermaler Wachstumsfaktor-Rezeptor
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1956
Immunogen	Rekombinantes Protein des menschlichen EGFR
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P00533
Proteingewicht	44kDa/69kDa/77kDa/134kDa
Versand	Eisbeutel