

[Kd Validiert] Anti-Erk1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P27361

Artikelnummer: CM0013511



Einführung

[KD Validiert] Kaninchen polyklonaler Antikörper gegen humanes ERK1, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit Human, Maus, Ratte. Ideal für die MAPK/ERK-Signalwegforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KD Validiert] ERK1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ERK1, ERT2, ERK-1, PRKM3, P44ERK1, P44MAPK, HS44KDAP, HUMKER1A, p44-ERK1, p44-MAPK, K1
Spezies	Human
Gen-ID	5595
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-100 von humanem ERK1 (NP_002737.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P27361
Proteingewicht	43kDa
Versand	Eisbeutel