


[Kd Validiert] Anti-Ferritin Light Chain (Ftl) Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P02792

Artikelnummer: CM0002011



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humane Ferritin Light Chain (FTL). Validiert für WB, IHC-P, ELISA; kreuzreagiert mit Maus, Ratte. Nützlich für Studien zu Eisenhomöostase und Neurodegeneration.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KD Validated] Ferritin Light Chain Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	LFTD; NBIA3; Ferritin Light Chain
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	2512
Gen-ID	2512
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-175 der humanen Ferritin Light Chain (NP_000137.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P02792
Proteingewicht	20kDa
Versand	Eistüte