

[Kd Validiert] Anti-Fgfr3 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Fc, Elisa - P22607

Artikelnummer: CM0019096



Einführung

KD-validierter polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes FGFR3 (P22607), geeignet für Western Blot, Durchflusszytometrie und ELISA. FGFR3, eine Rezeptor-Tyrosinkinase, spielt eine Schlüsselrolle in der Skelettentwicklung und der Tumorentstehung, was es zu einem kritischen Forschungsziel macht.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KD Validiert]FGFR3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	FGFR3; ACH; CD333; CEK2; HSFGR3EX; JTK4; Fibroblast Growth Factor Receptor 3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	2261
GenID	2261
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die Aminosäuren 23-375 von humanem FGFR3 (NP_000133.1) umfasst
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, FC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P22607
Proteingewicht	75kDa/85kDa/87kDa/88kDa
Versand	Eisbeutel