

[Kd Validiert] Anti-Glucose-6-Phosphate Isomerase Kaninchen Mab Für Wb, Elisa - P06744

Artikelnummer: CM0010683



Einführung

KD-validierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper, der gegen humane Glucose-6-phosphat-Isomerase (GPI) gerichtet ist. Beteiligt an der Glykolyse und fungiert als Zytokin AMF und Neuroleukin NLK. Validiert für Western Blot (WB) und ELISA.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KD validiert] Glucose-6-phosphate isomerase Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	AMF; NLK; PGI; PHI; GNPI; SA36; SA-36; [KD validiert] Glucose-6-phosphate isomerase
Spezies	Mensch
Gen-ID	2821 (Mensch)
Immunogen	Synthetisches Peptid, das den Aminosäuren 1-100 der humanen Glucose-6-phosphat-Isomerase (P06744) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P06744
Proteingewicht	63 kDa
Versand	Eisbeutel