

Kd-Validierter Monoklonaler Anti-Gm130-Kaninchenantikörper Für Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q08379

Artikelnummer: CM0010632



Einführung

KD-validierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen GM130 (GOLGA2) für Western Blot, Immunfluoreszenz, IHC und ELISA. Erkennt humane, murine und Rattenproteine. Geeignet für die Erforschung des Golgi-Apparats und der Zellteilung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KD-validiert] GM130-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	GM130; DEDHMB
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	2801
Gen-ID	2801
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 20-300 des humanen GM130 (NP_004477.3) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q08379
Proteingewicht	113 kDa
Versand	Kühlakku