

[Kd Validiert] Anti-Gpld1-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P80108

Artikelnummer: CM0020054

Einführung

Hochwertiger [KD validierter] GPLD1-Kaninchen-polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA, der humanes und murines GPLD1 (~92 kDa) erkennt. Ideal zur Untersuchung der Spaltung von GPI-Ankern und von Signalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KD validierter] GPLD1-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	PLD; GPIPLD; PIGPLD; GPIPLDM; PIGPLD1; [KD validiertes] GPLD1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	2822
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 24-160 des humanen GPLD1 (NP_001494.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P80108
Proteingewicht	92 kDa
Versand	Kühlakku