


[Kd Validiert] Anti-Gpx4 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P36969

Artikelnummer: CM0022677



Einführung

[KD Validiert] Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen GPX4, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Essentiell für die Untersuchung von Ferroptose und oxidativem Stress. 22kDa Protein.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KD Validiert] GPX4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MCSP; SMDS; GPx-4; PHGPx; snGPx; GSHPx-4; snPHGPx; GPX4
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	2879
GenID	2879
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 74-197 von GPX4 (NP_002076.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P36969
Proteingewicht	22kDa
Versand	Eisbeutel