

Kd-Validiertes Anti-Hnrnpa2B1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P22626

Artikelnummer: CM0026205



Einführung

KD-validiertes kaninchenpolyklonales Antikörper gegen humanes HNRNPA2B1. Geeignet für WB, IHC-P, ELISA; reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Ideal für Studien zur RNA-Verarbeitung, zum Transport und zur angeborenen Immunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KD Validated] HNRNPA2B1 Rabbit Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	RNPA2; HNRPA2; HNRPB1; SNRPB1; HNRNPA2; HNRNPB1; IBMPFD2; HNRPA2B1; B1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3181
Gen-ID	3181
Immunogen	Synthetisches Peptid, das den Aminosäuren 150-250 von humanem HNRNPA2B1 entspricht (NP_112533.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P22626
Proteingewicht	37kDa
Versand	Eisbeutel