


[Kd-Validiert] Anti-Hsp90B1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P14625

Artikelnummer: CM0008758



Einführung

KD-validierter Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen HSP90B1 (GRP94), für Western Blot, IHC-P und ELISA. Reagiert mit Human, Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung der ER-Chaperon-Funktion und der Wnt/TLR-Signalwege.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KD Validated] HSP90B1 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	ECGP; GP96; TRA1; GRP94; HEL35; HEL-S-125m
Spezies	Human
GeneID (Human)	7184
GeneID	7184
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 616-715 von humanem HSP90B1 (NP_003290.1) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P14625
Protein-Gewicht	92kDa
Versand	Eisbeutel