

Kd-Validierter Monoklonaler Anti-IL13-Antikörper Für Wb Und Elisa - P35225

Artikelnummer: CM0006451



Einführung

KD-validierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes IL13, geeignet für Western Blot und ELISA. Rekombinantes Immunogen (AS 25-146). Erkennt humanes IL13. Für Studien zu allergischen Entzündungen und Immunantworten.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KD-validiert] IL13-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	P600; IL-13; [KD-validiert] IL13
Art	Mensch
Gen-ID	3596
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 25-146 des humanen IL13 entspricht. (NP_002179.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P35225
Proteingewicht	16 kDa
Versand	Kühlakku