

[Kd Validiert] Anti-Integrin Alpha 5 (Itga5/Cd49E) Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P08648

Artikelnummer: CM0007158



Einführung

KD-validierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes Integrin alpha-5 (ITGA5/CD49e). Bestätigt für WB, IF/ICC, ELISA. Ideal für die Forschung zu Fibronectinrezeptoren und Zelladhäsion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KD Validiert] Integrin alpha 5 (ITGA5/CD49e) Kaninchen mAk
Anmerkungen/Alias	FNRA; CD49e; VLA-5; VLA5A; [KD Validiert] Integrin alpha 5 (ITGA5/CD49e)
Spezies	Mensch
Gen-ID	3678
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 42-995 des humanen Integrin alpha 5 (ITGA5/CD49e) (NP_002196.4) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P08648
Proteinmasse	115 kDa
Versand	Eisbeutel