


[Kd Validiert] Polyklonaler Anti-IsG15-Antikörper Für Wb, Elisa - P05161

Artikelnummer: CM0019410



Einführung

[KD validiert] Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes ISG15 (G1P2, UCRP), validiert für WB und ELISA. Geeignet für die Erforschung der angeborenen Immunität, der antiviralen Abwehr und der ISGylierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KD validiert] ISG15-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	G1P2; IP17; UCRP; IFI15; IMD38; hUCRP; [KD validiert] ISG15
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	9636
Gen-ID	9636
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-165 des humanen ISG15 (NP_005092.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P05161
Proteingewicht	18 kDa
Versand	Kühlakku