


[Kd-Validiert] Anti-Isg15 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P05161

Artikelnummer: CM0006322



Einführung

KD-validierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes ISG15, ein Ubiquitin-ähnliches Protein, das an der angeborenen antiviralen Immunität beteiligt ist. Validiert für WB und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Ideal für die Forschung zu Infektionskrankheiten und Krebs.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KD-validiert] ISG15 Kaninchen-mAb
Anmerkungen/Alias	G1P2; IP17; UCRP; IFI15; IMD38; hUCRP; [KD-validiert] ISG15
Spezies	Human
GeneID (Human)	9636
GeneID	9636
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-165 des humanen ISG15 (NP_005092.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P05161
Proteingewicht	18 kDa
Versand	Kühlakku