


[Kd Validiert] Anti-Lc3B Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q9Gzq8

Artikelnummer: CM0026319



Einführung

KD-validierter Anti-LC3B Kaninchen-Polyklonaler Antikörper von CamelBio. Entwickelt für Western Blot, Immunfluoreszenz, Immunhistochemie und ELISA. Kreuzreagiert mit humanem, murinem und rattem LC3B. Ein wichtiges Werkzeug zur Untersuchung von Autophagie- und Mitophagie-Wegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KD Validiert] LC3B Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	LC3B; ATG8F; MAP1LC3B-a; MAP1A/1BLC3; 3B
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	81631
GenID	81631
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem LC3B (NP_073729.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9GZQ8
Proteingewicht	15kDa
Versand	Eisbeutel