

[Kd Validiert] Anti-Lxr Beta/Ner Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ip, Elisa - P55055

Artikelnummer: CM0007825



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes LXR beta/NER (NR1H2), validiert für Western Blot, Immunpräzipitation und ELISA. Ideal für Forschung zu Cholesterinstoffwechsel und Kernrezeptoren. Kreuzreaktivität mit Human. - P55055

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KD Validiert] LXR beta/NER Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	NER; UNR; LXRB; LXR-b; NER-I; RIP15
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	7376
GenID	7376
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 des humanen LXR beta/NER (NP_009052.4) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P55055
Proteinmasse	51kDa
Versand	Eisbeutel