

[Kd Validiert] Anti-Lypla1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - O75608

Artikelnummer: CM0010553



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen menschliches LYPLA1 (APT1/LPL1), validiert für WB, IHC-P, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Zielt auf Acyl-Protein-Thioesterase 1 ab, die an der Protein-Depalmitoylierung und dem Lysophospholipidstoffwechsel beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KD Validiert] LYPLA1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	APT1; LPL1; APT-1; LPL-I; hAPT1
Spezies	Mensch
Gen-ID	10434
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-230 von menschlichem LYPLA1 enthält (NP_006321.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O75608
Proteingewicht	25 kDa
Versand	Eisbeutel