


Kd Validierter Monoklonaler Kaninchen-Antikörper Gegen Mccc1 Für Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q96Rq3

Artikelnummer: CM0004749



Einführung

KD validierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen MCCC1, der die Spezies Mensch, Maus und Ratte erkennt. Geeignet für WB, IF/ICC, IP, ELISA. Ideal für die Forschung zu Leucin-Katabolismus und 3-Methylcrotonylglyzinurie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KD validiert] MCCC1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliase	MCCA; MCC-B; MCCCalpha; [KD validiert] MCCC1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	56922
GenID	56922
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q96RQ3
Proteingewicht	80 kDa
Versand	Eisbeutel