


Kd-Validierter Anti-Me1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P48163

Artikelnummer: CM0023243



Einführung

KD-validierter Kaninchen-Polyklonaler Antikörper gegen humanes ME1 (NADP-abhängige Malatenzym) für WB- und ELISA-Anwendungen. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für Stoffwechsel- und Krebsforschung. SWISS: P48163.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KD Validated] ME1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	MES; HUMNDME; [KD Validated] ME1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Human)	4199
Gen-ID	4199
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 472-572 des humanen ME1 (NP_002386.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P48163
Proteingewicht	64kDa
Versand	Eisbeutel