

[Kd Validiert] Anti-Mettl3 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q86U44

Artikelnummer: CM0002609



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes METTL3 (N6-Adenosin-Methyltransferase katalytische Untereinheit), validiert für WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Reagiert mit Human, Maus, Ratte. Ideal für Epitranskriptomik-Forschung im Zusammenhang mit m6A-RNA-Modifikation und Genregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KD Validated] METTL3 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	M6A; IME4; Spo8; MT-A70; hMETTL3; METTL3
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	56339
Gen-ID	56339
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 2-250 des humanen METTL3 (Q86U44) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q86U44
Protein-Gewicht	64kDa
Versand	Eistasche