


[Kd Validiert] Anti-Mif Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P14174

Artikelnummer: CM0022834



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes MIF, validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Für die Forschung zum Makrophagen-Migrations-Inhibitionsfaktor bei Entzündungen und Immunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KD Validiert] MIF Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GIF; GLIF; MMIF; IF
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	4282
GenID	4282
Immunogen	Rekombinantes Protein; Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 2-115 von humanem MIF (NP_002406.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P14174
Proteinmasse	12kDa
Versand	Eisbeutel