

[Kd Validiert] Anti-Mrp4/Abcc4 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O15439

Artikelnummer: CM0006994



Einführung

KD validierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes MRP4/ABCC4, validiert für WB und ELISA. Zeigt Kreuzreaktivität mit Maus und Ratte. Ideal für Forschung zu Multidrug-Resistenz, Transportstudien und zyklische Nukleotid-Signalgebung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KD Validiert] MRP4/ABCC4 Kaninchen mAb
Anmerkungen/Aliase	MRP4; MOATB; MOAT-B; C4
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	10257
Gen-ID	10257
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1067-1325 von humanem MRP4/ABCC4 (NP_005836.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O15439
Proteingewicht	150 kDa
Versand	Eisbeutel