


[Kd Validiert] Anti-Mrpl13 Kaninchen Monoklonaler Antikörper (Wb, Ihc-P, Elisa) - Q9Byd1

Artikelnummer: CM0005285



Einführung

KD-validierter MRPL13-Kaninchen-monoklonaler Antikörper, der menschliches, murines und ratte MRPL13-Protein erkennt. Geeignet für WB, IHC-P, ELISA. Zielt auf mitochondriales ribosomales Protein uL13m (Q9BYD1). Ideal für Studien zur mitochondrialen Translation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KD validiert] MRPL13 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	L13; L13A; L13mt; RPL13; RPML13
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	28998
GenID	28998
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 70-178 von humanem MRPL13 (NP_054797.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9BYD1
Proteingewicht	21kDa
Versand	Eisbeutel