

Kd-Validiertes Anti-Mrpl53 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q96EI3

Artikelnummer: CM0018965



Einführung

KD-validiertes kaninchenpolyklonales Antikörper, der gegen humanes MRPL53 (mitochondriales Protein der großen ribosomalen Untereinheit mL53) gerichtet ist. Geeignet für Western Blot und ELISA, ideal für Studien zur mitochondrialen Translation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KD Validated] MRPL53 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	mL53; L53MT
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	116540
GenID	116540
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-112 von humanem MRPL53 (NP_444278.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q96EL3
Proteinmasse	12kDa
Versand	Eisbeutel