


[Kd Validiert] Anti-Mrps18C Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Y3D5

Artikelnummer: CM0022561



Einführung

KD-validierter polyklonaler Kaninchen-Antikörper, der gegen menschliches MRPS18C (mitochondriales ribosomales Protein bS18m) gerichtet ist. Geeignet für Western Blot und ELISA. Kreuzreagiert mit Human. Unterstützt Studien zur mitochondrialen Translation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KD Validiert] MRPS18C Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	bS18m; CGI-134; S18mt-c; MRPS18-1; mrps18-c; MRP-S18-1; MRP-S18-c; MRPS18C
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	51023
GenID	51023
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von menschlichem MRPS18C (NP_057151.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9Y3D5
Proteingewicht	15kDa
Versand	Eisbeutel