

## [Kd Validiert] Anti-Mtor Kaninchen-Monoklonal-Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P42345

Artikelnummer: CM0006469



### Einführung

KD-validierter mTOR-Kaninchen-Monoklonal-Antikörper für WB, IHC-P, ELISA. Reagiert mit menschlichem, murinem und rattigem mTOR; zielt auf zentralen Stoffwechsel und Wachstumsregulator. Ideal für Forschungs- und Diagnostikanwendungen.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                              |
|-------------------|-----------------------------------|
| Produktname       | [KD validiert] mTOR Kaninchen-mAb |
| Bemerkungen/Alias | FRAP, FRAP1, FRAP2, RAFT1, RAPT1  |
| Spezies           | Mensch                            |
| Gen-ID (Mensch)   | 2475                              |
| Gen-ID            | 2475                              |
| Immunogen         | Rekombinantes Protein             |
| Quelle            | Kaninchen                         |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper            |
| Anwendung         | WB, IHC-P, ELISA                  |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte               |
| SWISS             | P42345                            |
| Proteingewicht    | 289 kDa                           |
| Versand           | Eisbeutel                         |