

Kd-Validierter Polyklonaler Anti-Nf2-Antikörper Für Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P35240

Artikelnummer: CM0014198



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes NF2 (Merlin), einen Tumorsuppressor im Hippo-Signalweg. Validiert für WB, IF/ICC, IP und ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für die Erforschung von Krebs und Neurofibromatose Typ 2.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KD-validiert] NF2-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	ACN; SCH; BANF; Merlin-1; F2
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	4771
GeneID	4771
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P35240
Proteingewicht	70 kDa
Versand	Kühlakku