

[Kd Validiert] Anti-Nf2/Merlin Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P Und Elisa - P35240

Artikelnummer: CM0004018



Einführung

KD-validierter rekombinanter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes NF2/Merlin, geeignet für WB, IHC-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Für Tumorsuppressor- und Signalwegsstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KD Validated] NF2/Merlin Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	ACN; SCH; BANF; merlin-1; in
Spezies	Human
GeneID (Human)	4771
GeneID	4771
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 347-595 von humanem NF2/Merlin (NP_000259.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P35240
Proteingewicht	70kDa
Versand	Eisbeutel