

[KD-Validiert] Anti-Pcsk9 (Proprotein Convertase 9) Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q8Nbp7

Artikelnummer: CM0003312



Einführung

KD-validierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes PCSK9 (Proprotein Convertase 9). Geeignet für WB und ELISA. Kreuzreaktiv mit Human. Für die Erforschung der Cholesterinhomöostase und LDL-Rezeptorabbau.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KD-validiert] Proprotein Convertase 9(PCSK9) Kaninchen mAk
Bemerkungen/Aliaße	FH3; PC9; FHCL3; NARC1; LDLQC1; NARC-1; HCHOLA3; [KD-validiert] Proprotein Convertase 9(PCSK9)
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	255738
GenID	255738
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 593-692 von humanem PCSK9 entspricht (NP_777596.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q8NBP7
Proteinmasse	74 kDa
Versand	Eisbeutel