

Kd Validierter Polyklonaler Anti-Pdxk-Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - O00764

Artikelnummer: CM0021645



Einführung

KD validierter Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen menschliche Pyridoxalkinase (PDXK), geeignet für WB, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Forschung zum Vitamin-B6-Stoffwechsel.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KD Validiert] PDXK Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	PKH; PNK; HMSN6C; PRED79; C21orf97; HEL-S-1a; C21orf124; PDXK
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	8566
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 213-312 von menschlichem PDXK entspricht (NP_003672.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O00764
Proteingewicht	35 kDa
Versand	Eisbeutel