

[Kd Validiert] Anti-Phf11 Kaninchen-Monoklonalantikörper Für Wb, Elisa - Q9Uil8

Artikelnummer: CM0006400

Einführung

KD-validierter kaninchener monoklonaler Antikörper gegen PHF11 (BCAP), geeignet für WB und ELISA. Erkennt PHF11 in menschlichen, murinen und Rattenproben. Nützlich für die Untersuchung von Th1-Typ-Immunantworten und Transkriptionsregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KD Validiert] PHF11 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	APY; BCAP; IGEL; IGER; IGER; NYREN34; NY-REN-34; [KD Validiert] PHF11
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	51131
GenID	51131
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 40-321 von menschlichem PHF11 (NP_001035533.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9UIL8
Proteingewicht	38 kDa
Versand	Eisbeutel