

Kd Validierter Anti-Polr2L Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P62875

Artikelnummer: CM0004764

Einführung

KD validierter rekombinanter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen POLR2L (RPB10). Validiert für WB, IHC-P, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Geeignet für RNA-Polymerase-Forschung und Transkriptionsstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KD Validiert] POLR2L Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	RPB10; RPB10; RPABC5; RPB7.6; hRPB7.6; RPB10beta
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5441
Gen-ID	5441
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P62875
Proteingewicht	8 kDa
Versand	Eisbeutel