

## [Kd Validiert] Anti-Ptbp1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P26599

Artikelnummer: CM0007173



### Einführung

KD-validierter Anti-PTBP1 Kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, IP und ELISA-Anwendungen. Erkennt humanes, Maus- und Ratten-PTBP1. Ideal für die Erforschung von prä-mRNA-Spleißen und alternativem Spleißen.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                    |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | [KD Validated] PTBP1 Rabbit mAb                                                                                         |
| Bemerkungen/Alias | PTB; PTB2; PTB3; PTB4; pPTB; HNRPI; PTB-1; PTB-T; HNRNPI; HNRNP-I; P1                                                   |
| Spezies           | Human                                                                                                                   |
| GeneID            | 5725                                                                                                                    |
| Immunogen         | Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem PTBP1 (NP_114368.1) entspricht. |
| Herkunft          | Kaninchen                                                                                                               |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                                                  |
| Anwendung         | WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA                                                                                            |
| Kreuzreaktivität  | Human, Maus, Ratte                                                                                                      |
| SWISS             | P26599                                                                                                                  |
| Proteingewicht    | 60kDa                                                                                                                   |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                               |