

Kd-Validierter Anti-Rab27A Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If, Ihc, Elisa - P51159

Artikelnummer: CM0006022



Einführung

KD-validierter Anti-RAB27A Kaninchen monoklonaler Antikörper für Western Blot (WB), Immunfluoreszenz (IF), Immunhistochemie (IHC) und ELISA. Erkennt humanes, Maus- und Ratten-RAB27A. Ideal für Studien zum Membrantransport und zur Exozytose.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KD Validated] RAB27A Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	GS2; RAM; RAB27; HsT18676; RAB27A
Spezies	Human
GeneID (Human)	5873
GeneID	5873
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-221 von humanem RAB27A (NP_004571.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P51159
Protein-Gewicht	25kDa
Versand	Eisbeutel