


[Kd-Validated] Anti-Rarg Polyclonal Antikörper Für Wb Und Elisa - P13631

Artikelnummer: CM0021381



Einführung

KD-validierter Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanen Retinsäurerezeptor Gamma (RARG). Geeignet für Western Blot und ELISA. Erkennt ein ~50 kDa Protein, das an Genregulation, Entwicklung und Skelettwachstum beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KD Validated] RARG Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	RARC; NR1B3; RARGgamma; [KD Validated] RARG
Spezies	Human
Gen-ID (human)	5916
Gen-ID	5916
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-70 des humanen RARG (NP_000957.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P13631
Proteingewicht	50kDa
Versand	Eisbeutel