


Kd-Validiertes Polyklonales Kaninchen-Antikörper Gegen Rhot1/Miro1 - Q8Ixi2

Artikelnummer: CM0024180



Einführung

KD validiertes polyklonales Kaninchen-Antikörper, das humanes RHOT1/MIRO1, eine atypische mitochondriale NTPase, targetiert. Anwendungen: WB, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Molekulargewicht: 71 kDa. Geeignet für Studien zum mitochondrialen Transport.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KD-validiert] RHOT1/MIRO1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	ARHT1; MIRO1; MIRO-1; [KD-validiert] RHOT1/MIRO1
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	55288
Immunogen	Rekombinantes Protein; rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz Aminosäuren 310-590 des humanen RHOT1/MIRO1 enthält. (NP_060777.3)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8IXI2
Proteingewicht	71 kDa
Versand	Eisbeutel