


[Kd Validiert] Anti-Serpina3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P01011

Artikelnummer: CM0028229



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes SERPINA3 (Alpha-1-Antichymotrypsin), validiert für Western Blot und ELISA. Geeignet für die Untersuchung von Akute-Phase-Reaktionen und Proteaseinhibition.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KD Validated] SERPINA3 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	ACT; AACT; GIG24; GIG25; Alpha-1 Antichymotrypsin (SERPINA3)
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	12
Gen-ID	12
Immunogen	Rekombinantes Protein
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P01011
Protein-Gewicht	48kDa
Versand	Eisbeutel