

Kd Validierter Monoklonaler Kaninchen-Antikörper Gegen Sharpin Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9H0F6

Artikelnummer: CM0006685



Einführung

KD validierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes Sharpin (SIPL1). Geeignet für WB, IF/ICC, ELISA. Kreuzreaktiv mit Mensch und Ratte. Nützlich für die Erforschung von NF-κB-Signalwegen, Entzündungen und linearer Ubiquitinierung. SWISS: Q9H0F6.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KD Validiert] Sharpin Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	SIPL1; [KD Validiert] Sharpin
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	81858
GenID	81858
Immunogen	Rekombinantes Protein, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-126 des menschlichen SHARPIN entspricht (NP_112236.3)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	Q9H0F6
Proteingewicht	40 kDa
Versand	Eisbeutel