


[Kd Validiert] Anti-Sod1 Kaninchen Polymab® Für Wb, Ip, If, Ihc, Elisa - P00441

Artikelnummer: CM0006091



Einführung

Hochwertiger monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes SOD1 (Superoxid-Dismutase [Cu-Zn]), KD validiert. Reagiert mit Human, Maus und Ratte. Geeignet für Western Blot, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P und ELISA-Anwendungen in der Erforschung von oxidativem Stress und Neurodegeneration.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KD validiert] SOD1 Kaninchen PolymAb®
Bemerkungen/Aliase	ALS; SOD; ALS1; IPOA; STAHP; hSod1; HEL-S-44; Homodimer
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6647
GenID	6647
Immunogen	Rekombinantes Protein des humanen SOD1; Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 2-154 des humanen SOD1 entspricht (NP_000445.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P00441
Proteingewicht	16 kDa
Versand	Eisbeutel