

[Kd-Validiert] Kaninchen-Monoklonaler Anti-Srebf1-Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Wtn3

Artikelnummer: CM0012129

Einführung

KD-validierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen SREBF1, geeignet für WB, IHC-P und ELISA. Erkennt humanes und murines SREBF1, einen wichtigen Transkriptionsfaktor, der die Cholesterinbiosynthese und den Lipidstoffwechsel reguliert.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KD-validiert] SREBF1-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	ADD1; SREBP1; bHLHd1
Art	Maus
Gen-ID (Mensch)	6720
Gen-ID (Maus)	20787
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 des murinen SREBP1 (NP_035610.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9WTN3
Proteingewicht	120 kDa
Versand	Kühlakku