

Kd Validiertes Anti-Sult2B1 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - O00204

Artikelnummer: CM0006023



Einführung

KD validierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen die menschliche Sulfotransferase 2B1 (SULT2B1). Geeignet für WB, IHC-P und ELISA. SULT2B1 spielt eine Schlüsselrolle im Steroid- und Cholesterinstoffwechsel und beteiligt sich an der Hautdifferenzierung und bei Hautkrankheiten. Ideal für die Stoffwechsel- und Dermatologieforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KD Validiert] SULT2B1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliase	HSST2; ARCI14
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6820
GenID	6820
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-365 des menschlichen SULT2B1 (NP_814444.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	O00204
Proteingewicht	41 kDa
Versand	Eisbeutel